



ART-E1

ELECTROSURGERY UNIT

Effective & Reliable



“ QUALITY YOU CAN TRUST ”

ART-E1 ELECTROSURGERY UNIT

- User friendly control panel
- Safely designed electronics
- Minimal scar tissue formation
- Minor to high demand dental surgery

CUT, COAG 1 & COAG 2 mode
 10 level power setting
 7 pc. Various standard electrodes

세가지의 다양한 모드와 세밀한 강약조절이 가능합니다.
 부종 또는 혈관조직 수술에서도 출혈이 거의 없습니다.
 골파괴나 부골형성이 없으며, 치수손상이 없습니다.
 1차 유합에 의한 신속하고 평온한 치유가 가능합니다.
 심한 반흔을 남기지 않고 부드럽게 치유가 가능합니다.
 Sloughing 또는 Shrinkage에 의한 연조직 상실이 없습니다.
 조직을 얇게 깎아 낼수 있습니다. 환자에게 통증이 없습니다.
 전문적인 사용설명서가 포함되어 있습니다.

Specifications

| | |
|-------------------|--|
| Power supply | 115 V ± 5% ~ 50/60 Hz 92 VA 230 V ± 5% ~ 50/60 Hz 92 VA |
| Max. output power | 50 W (@ 400 ohm load) |
| Work frequency | 1.5 ~ 1.7 MHz ± 5% |
| Dimension | 23 (L) x 22.5 (W) x 8.5 (H) cm |
| Weight | 4 Kg |
| Handpiece cable | 190 cm |
| Ind. plate cable | 190 cm |



• CUT, COAG 1 & COAG 2 MODE



• ELECTRODES SET



CE ISO-13485
 0434 US 510(k)



• Designed and Engineered by Bonart Medical Technology Inc.
 in California U.S.A.



BONART MEDICAL TECH.INC.